

# ENDYMED™ | PRO MAX

Superior RF Multi-Treatment Platform

## PODER Y PRECISION

ENDYMED PRO MAX  
ofrece infinitas  
posibilidades con  
4 tecnologías en 1  
plataforma



# INFINITAS POSIBILIDADES 4 TECNOLOGÍAS EN UNA PLATAFORMA

EndyMed PRO **MAX** combina de manera única tecnologías fraccionadas y no fraccionadas en un sistema versátil.



## RF Enfocada

Energía administrada más profundamente en la piel para lograr un calentamiento volumétrico profundo incomparable con resultados clínicamente probados.

## TECNOLOGÍA BASE 3DEEP

La única tecnología de RF que utiliza 6 generadores de RF que funcionan simultáneamente, lo que permite un control de fase completo.



## Microagujas RF

Experimente la próxima generación de tecnología de microagujas RF, ahora con el doble de velocidad para una mayor comodidad y resultados óptimos.



## Rejuvenecimiento cutáneo fraccionado

El único aplicador del mercado con ablación fraccionada y calentamiento por radiofrecuencia 3DEEP.

Tecnología de escaneo suave para un control absoluto de la ablación.

La ablación solo afecta la capa epidérmica pero con una penetración de calor volumétrica superior.



## Tecnología Asistida por vacío

La tecnología de vacío pulsado modulado permite de manera única una penetración más profunda del calor para obtener resultados superiores, sin la necesidad de un sistema de enfriamiento.

**ENDYMED**<sup>TM</sup>



Distribuidor exclusivo en Chile | IMV MED | [www.endymed.cl](http://www.endymed.cl)  
[www.imvmed.cl](http://www.imvmed.cl)

# SOLUCIÓN MODULAR DE PIES A CABEZA

El PRO **MAX** está disponible con una selección completa de piezas de mano para tratamiento con tecnologías fraccionales y no fraccionarias 3DEEP RF superiores.

 ENDY**EYES**

 ENDY**FACE**

 ENDY**BODY**



## Intensif **MAX** Microneedling **2x resultados rápidos**

Dirigido a tratar cicatrices de acné, arrugas profundas, estrías y otras afecciones.



## MiniShaper **MAX**

Tratamiento de RF enfocado para la línea de la mandíbula, submental, brazos y rodillas.



## FSR **MAX**

Especialmente diseñado para el rejuvenecimiento fraccionado de la piel, hiperpigmentación, arrugas y cicatrices en las áreas faciales y corporales.



## Shaper **MAX**

Para tratamientos superiores de reafirmación, contorno y modelado corporal



## iFine **MAX**

Especialmente diseñado para el tratamiento de arrugas y piel flácida en el delicado tejido cutáneo del alrededor de los ojos y la boca.



## Contour **MAX**

Especialmente diseñado con tecnología innovadora RF + Vacuum para brindar lo último en tratamientos de contorno corporal y reducción de celulitis.



## Small **MAX**

Especialmente diseñado para el tratamiento de la flacidez de la piel en áreas más pequeñas como las mejillas, el submentoniano, el escote y el cuello.



# ENDYMED™ | PRO MAX

## Superior RF Multi-Treatment Platform

El nuevo EndyMed PRO **MAX** de **100W**, con tecnología 3DEEP® superior y clínicamente validada, ofrece a los profesionales estéticos una solución modular de pies a cabeza que crece con su práctica. ¡Nuestra plataforma de tratamiento todo en uno es flexible, actualizable y genera un ROI de hasta 7 veces! Con la tecnología 3DEEP, segura y adecuada para todos los tipos y tonos de piel, puede ampliar su oferta de tratamientos y aumentar el potencial de ingresos con citas más breves y tratamientos efectivos y versátiles.



### Microneedling más rápido

Intensif ahora **x2** más rápido, acelera el proceso de tratamiento, permitiéndole realizar tratamientos de manera eficiente y tener control total sobre los resultados.



### Niveles de potencia más altos

Aproveche niveles de potencia de hasta **100W** para lograr una cobertura más amplia y reducir los tiempos de tratamiento.



### Cámara Termal

Monitorea los niveles de calor en tiempo real durante el tratamiento, logrando una distribución uniforme del calor y temperaturas óptimas más rápidamente para mejores resultados.



### Opciones de protocolo versátiles


Elija entre una variedad de **nuevos** protocolos de áreas de tratamiento.




### Interfaz gráfica intuitiva de 15"

Nuestra GUI intuitiva y fácil de usar facilita la exploración de más configuraciones y la mejora de sus conocimientos con protocolos avanzados y tutoriales en vídeo.


# ENDYMED 3DEEP® VS. RF COMPETITORS



**A** RF monopolar: la energía fluye sin control en el tejido, requiriendo un enfriamiento intenso.




**B** RF bipolar: relativamente superficial y menos eficiente.




**C** 3DEEP RF - Flujo de energía profundo, concentrado y contenido, sin necesidad de enfriamiento.

## CONFIANZA ES 3DEEP®



Dr. Moeen Matanis, iFine  
After 6 treatments



Dr Ilner Souza, Contour  
After 10 sessions



Dr. Atul Kathed, Intensif & FSR  
After 3 sessions



Dr. Stefano Toschi, Intensif & FSR  
Después de 3 sesiones



Dr. Stefano Toschi, Intensif & FSR  
Después de 3 sesiones



Fresh Images Skin & Beauty Clinic,  
Dublin, Ireland, iFine & small  
Después de 1 tratamiento

# LA DIFERENCIA ENDYMED

## Una marca premium:

ENDYMED Medical is a worldwide-recognized brand with an extensive global presence.

## Nuestra ventaja de socios:

Servicio excepcional, actualizaciones flexibles y capacitación integral.

## Soporte de marketing:

Garantía para ayudar a que su práctica crezca con un alto retorno de la inversión desde el principio.



## MÁS DE 15 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

- ▶ Rejuvenecimiento facial fraccionado
- ▶ Tensado de la piel
- ▶ Reducción de arrugas
- ▶ Modelado corporal
- ▶ Mejora de la textura
- ▶ Reducción de celulitis
- ▶ Reducción circunferencial
- ▶ Reducción de acné y cicatrices de acné
- ▶ Reducción de cicatrices traumáticas
- ▶ Reducción de estrías
- ▶ Tensado periorbitario
- ▶ Minimización de poros
- ▶ Administración de fármacos
- ▶ Modelado facial
- ▶ Rejuvenecimiento de la piel
- ▶ Hiperhidrosis
- ▶ Mejora del tono de la piel
- ▶ Melasma
- ▶ Alopecia
- ▶ Protocolos tópicos combinados

\* Según protocolos de tratamiento realizados por médicos independientes

Aparece en:

**COSMO**  
Latinas

**ELLE**

**BAZAAR**  
Harper's

**JCAD**  
JOURNAL OF CLINICAL AND AESTHETIC DERMATOLOGY

**PRIME**  
PUBLISHED BY THE AMERICAN SOCIETY OF DERMATOLOGISTS

**Dermatology**  
TIMES

**Los Angeles Times**

**GLAMOUR**

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN CHILE

 **IMVMED**  
Ingeniería Médica de Vanguardia

WWW.IMVMED.CL