

ULTRA™

Ultra poder
Ultra resultados

CYNOSURE®
LUTRONIC®





El láser no ablativo más versátil

Láser fraccional de 1927 nm

El láser fraccional de 1927 nm de mayor potencia (20 W) reconstruye eficazmente una piel radiante y sana con un tiempo de inactividad mínimo.

Con la capacidad de aclarar los daños causados por el sol y aumentar colágeno superficial, Ultra permite una fácil personalización, para que todos los fototipos de piel puedan tratarse durante todo el año.





Beneficios para tu paciente y tu clínica



Versatilidad para tratar todo tipo de pieles: Desde una tez joven hasta una revitalización más agresiva.



Complementos de tratamiento disponibles con tópicos, como el ácido tranexámico para aclarar pigmentación y mascarillas especializadas para mejorar la experiencia postratamiento.



Sistema de rodillo inteligente IntelliTrak para un suministro de energía rápido y constante.



Tecnología de Caos Controlado (CCT) garantiza una colocación inteligente y rápida de los microhaces para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y molestias al paciente.



Suministro de energía medido para mayor confianza clínica.



Nuevos tratamientos complementarios con Ultra Skin Solutions pueden proporcionar un retorno de la inversión excepcional.

Pacientes reales. Preocupaciones reales.

Resultados que cambian vidas

Cortesía de Kate Holcomb, MD



Antes y después de 3 tratamientos

Cortesía de James Y. Wang, MD



Antes y después de 2 tratamientos

Cortesía de Lemmon Avenue



Antes y después de 2 tratamientos

Cortesía de Kate Holcomb, MD



Antes y después de 2 tratamientos



ULTRA+

SKIN SOLUTIONS

Resultados inmediatos, beneficios duraderos.

Con Ultra puedes realizar tratamientos complementarios con varios tipos de dispositivos, como el láser y el microneedling RF.

Con RF Microneedling:

El tratamiento se dirige a múltiples profundidades para obtener coagulación y resultados multinivel. Las Microagujas reconstruyen la estructura y los cimientos de la piel, estimulando el desarrollo de colágeno, mientras que el tratamiento Ultra proporciona una revitalización no ablativa rápida y eficaz de las capas superficiales de la piel.

Con láseres pigmentarios de haz completo:

Ultra puede complementar de forma única los tratamientos con láser pigmentario de haz completo para tratar los problemas más comunes de los pacientes de forma eficaz y en menos sesiones.

Juntos, proporcionan un alisado y una luminosidad inmediata, así como una formación de colágeno duradera.





Tópicos para tratamientos *combinados*

Los tratamientos con láser ultra crean diminutos "microcanales" deshidratados en la piel que aumentan la absorción de productos tópicos especialmente diseñados para tratar los problemas del paciente.

Las ampollas LaseMD (vitamina A, vitamina C, ácido tranexámico y resveratrol) están diseñadas para mejorar la revitalización de la piel.

Las ampollas emplean ingredientes puros, sin perfumes, colorantes ni conservantes, y están

específicamente diseñadas para mejorar la revitalización de la piel. Están formuladas con nanopartículas para facilitar su absorción.

El uso de una mascarilla de crema de biocelulosa puede optimizar la comodidad y los resultados del paciente, y a los pacientes les encanta la sensación hidratante, calmante y refrescante tras el tratamiento. Las ampollas y mascarillas hacen que la experiencia del paciente sea excepcional.





Somos tu socio *de confianza en este viaje/*

Tecnología

- Tecnología de caos controlado
- Ciencia con visión de futuro
- El láser de 1927 nm más potente del mundo

Producto

- Evidencia clínica significativa
- Mejoras tecnológicas de la más alta calidad

Clínica

- Formación personalizada en la consulta para equipos principiantes y avanzados

Servicio

- Equipo de soporte técnico 24/7
- Equipo experto en servicio de campo

Marketing para su clínica

- Herramientas de marketing para sala de espera, folletos, redes sociales y más.



ULTRA™

Visita/

www.cynosurelutroniceurope.com/es

Síganos/

Instagram @cynosurelutroniceurope

LinkedIn Cynosure Lutronic Europe

Sólo para distribución en EMEA

La estación de trabajo Ultra aesthetic está indicada para lo siguiente:

Uso previsto en procedimientos dermatológicos que requieran la coagulación de tejidos blandos; Tratamiento de queratosis actínica; Tratamiento de lesiones pigmentadas benignas; Lentigos (manchas de la edad); Lentigos solares (manchas del sol); Efélides (pecas).

Cynosure, LLO y Lutronic Aesthetic, Inc. no diagnostican ni tratan afecciones médicas, prescriben protocolos de tratamiento, dan consejos médicos ni practican la medicina de ninguna otra forma. El paciente debe consultar a un profesional sanitario cualificado para obtener un diagnóstico y los protocolos/parámetros de tratamiento adecuados, para determinar si el tratamiento con cualquier producto es adecuado para ellos, para él. Los profesionales sanitarios cualificados son responsables del diagnóstico y los protocolos de tratamiento con productos, de tratamiento con los productos.

©2025 CYNOSURE LUTRONIC, INC. Todos los derechos reservados. LaseMD Ultra, Controlled Chaos Technology son marcas comerciales de Lutronic Aesthetics. PRD-1674-EMEA



Atributos y especificaciones

Atributos	Especificaciones
Tipo de láser	1927nm Thulium
Potencia de la plataforma	20W
Sistema de suministro láser	Fibra óptica con pieza de mano
Energía de pulso	1 a 20mJ (incrementos de 1mJ)
Frecuencia de pulso	Rodillo, cuadrado, puntas de peine: 143-323Hz Punta C5: 182-632Hz
Duración del pulso	Rodillo, cuadrado, puntas de peine: 0,1-4ms Punta C5: 0,083 - 4ms
Controlled Chaos Technology™	Disponible en exclusiva para reducir el riesgo de y PIH
Puntas Ultra incluidas	Punta de rodillo - microhaces de 200µm de diámetro Punta C1: microhaces de 200µm de diámetro Punta de peine - microhaces de 200µm de diámetro para KeraLase Punta C5 - microhaces de 350µm de diámetro para pigmento discreto
Dimensiones y peso	15,4" ancho x 24,1" profundidad x 68,7" altura y 72,8 libras (33 kg)
Capacidad eléctrica	150VA (AC 100-240V) 50/60Hz. Fusible 250V/6,3A

